



2100N IS Laborieturbiditetsmätare, ISO, 0-1000 NTU, 230 V

Produktnr: 4790002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LPV444.99.00120

Specifikationer

Användargränssnittsspråk:	engelska
Certifieringar:	UL/CSA/CE
Dimension (H x B x D):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Displaytyp:	8-digit LED display
Gränssnitt:	RS232 serial (bi-directional)
Handboksspråk:	engelska, franska, tyska
Kyvettkompatibilitet:	25 mm rund, med adapter kit
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamp Type:	860 ± 30 nm LED
Lamptyp:	870 ± 30 LED
Leveransomfattning:	Instrument, vialer, STABLCAL kalibreringsstandard, silikonolja, torkduk, dammskydd, manual, nätkabel med europeisk kontakt.
Luftspolning:	0.1 scfm vid 69 kPa ,Slanganslutning anslutning till 1/8 i rör, maximal 138 kPa. Torr kvävgas eller luft av instrument-kvalitet
Mätläge:	FNU, NTU
Matningsalternativ:	230 V AC med EU matningskabel
Mätområde:	0 - 9.99 NTU NTU mode, manual
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115 - 230 VAC; 50 to 60 Hz; 60 VA maximum
Noggrannhet:	± 2 % av avläst värde plus 0.01 FNU/NTU från 0 till 1,000 FNU/NTU
Omgivningstemperatur:	0 - 40 °C
Provolym:	20 mL with 25 mm sample cell
Regelverk:	ISO 7027
Repeterbarhet:	± 1 % det högsta värdet gäller
Responstid :	6.8 s with signal averaging off; 14 s with signal averaging on
Serial input interface:	RS232 serial interface (bidirectional)

Stabiliseringstid:	Omedelbar
Tillbehör:	Genomflödes-paket, paket med adaptrar för vialer, provavgasningspaket
User interface:	Button
Vikt :	3,77 kg