



Intellical PHC101 gelfylld pH-elektrod med lågt underhåll för lab, 1 m kabel

Produktnr: PHC10101
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical PHC101 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC101 har lågt underhållsbehov tack vare en ej påfyllningsbar, gelfylld, enkel, öppen referenskoppling. Labmodellen av den här pH-elektroden är stötsäker med dess epoxiplastkropp som skyddar ända ned till givarelementets glaskula. Elektroden är tillgänglig med en kabel på 3 eller 1 meter. PHC101-elektroden är perfekt för mätning av pH i avloppsvatten, dricksvatten och allmänna vätsketillämpningar. PHC101 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel eller prover med pH lägre än 2.

Intellical PHC101 utför snabba och stabila mätningar i avloppsvatten

Unik, solid gelprob och öppen referenskoppling som utformats speciellt för pH-mätning i avloppsvatten.

Den digitala Intellical pH-proben tillhandahåller ultimata spårbarhet i mät historiken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och pH-probserienummer

Den digitala Intellical pH-proben larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Den digitala Intellical pH-proben kan flyttas mellan mätarna utan att den behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 pH
Applikation:	Clean & Dirty Samples
Elektrodtype:	Gel, ej påfyllningsbar
Elektrolyt:	Fast gel, ej påfyllbar
Garanti :	6 månader
Givartyp:	Standard
Junction:	Open Junction
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Nej
Längd:	200 mm
Mätområde:	2 - 14 pH
Metodtyp:	Fält: Ej påfyllbart gelreferenselement
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Parameter:	pH
Produktsats:	Modell: PHC101

	Tillbehör ingår: Inga
Reference system:	Ag/AgCl (enkel koppling)
Sensor material:	Epoxi
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH vid pH 12,6 i 1 M NaOH
Specialfunktioner:	Avloppsvatten och svåra prov
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 50 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: pH
	Minsta provdjup (mm): 20
Upplösning:	0,001/0,01/0,1
Vad ingår i leveransen:	Intellical PHC101 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
Vikt :	0,1 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC101 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.