



Be Right™



Intellical PHC301 påfyllningsbar pH-universalelektrod för lab, 1 m kabel

Produktnr: PHC30101
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical PHC301 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC301 har en påfyllningsbar referenskoppling med två keramiska pluggar. Den här pH-elektroden för lab är stötsäker med dess Zeonor-plastkropp som skyddar ända ned till givarelementets glaskula. Elektroden är tillgänglig med en kabel på 3 eller 1 meter. PHC301 påfyllbar pH-kombinationselektrod rekommenderas för avloppsvatten, dricksvatten och allmänna vätsketillämpningar. PHC301 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel. En 28 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl) medföljer proben.

Digitala Intellical-prober är fabrikskalibrerade

Klar att testa direkt ur förpackningen.

Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimata spårbarhet i mäthistoriken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.

Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 pH
Dimension (D x L):	12 mm x 200 mm
Elektrodtype:	Påfyllningsbar
Elektrolyt:	2841700
Givartyp:	Standard
Junction:	Porous Pin Junction
Kabellängd:	1 m
Längd:	200 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Reference system:	Ag/AgCl (enkel koppling)
Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH vid pH 12,6 i 1 M NaOH
Specialfunktioner:	Double junction reference
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 50 °C

Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Upplösning:	0,001/0,01/0,1
Vikt :	0,1 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC301 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, 28 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.

Obligatoriska tillbehör

- Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 28 mL (Item 2841700)