



Intellical PHC201 gelfylld pH-universalelektrod för lab, 1 m kabel

Produktnr: PHC20101
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical PHC201 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC201 har en ej påfyllningsbar halvflytande, gelfylld referenskoppling med keramisk plugg. Den här pH-elektroden för lab är stötsäker med dess epoxiplastkropp som skyddar ända ned till givarelementets glaskula. Elektroden är tillgänglig med en kabel på 3 eller 1 meter. PHC201 pH-elektroden rekommenderas för allmänna vätsketillämpningar. PHC201 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel, prover med låg jonstyrka, avloppsvatten, höga halter fasta ämnen eller hög alkalitet.

Intellical PHC201 utför snabba och stabila mätningar av vattenkvalitet

Gelelektrolyt och koppling med keramisk plugg med lågt underhåll för pH-mätning i en mängd olika provtyper.

Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimata spårbarhet i mät historiken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer

Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 pH
Applikation:	Clean Samples
Elektrodtype:	Gel, ej påfyllningsbar
Elektrolyt:	Gel, ej påfyllbar
Garanti :	6 månader
Givartyp:	Standard
Junction:	Porous Pin Junction
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Nej
Längd:	200 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Metodtyp:	Lab: Ej påfyllbart gelreferenselement, halvflytande gel
Parameter:	pH
Produktsats:	Modell: PHC201
	Tillbehör ingår: Inga
Reference system:	Ag/AgCl (dubbel koppling)

Sensor material:	Epoxi
Sodium (Alkalinity) error:	<20 % vid pH 14 i 1 M NaCl
Specialfunktioner:	Allmän användning. Rena vattenprover.
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: pH
	Minsta provdjup (mm): 15
Upplösning:	0,001/0,01/0,1
Vad ingår i leveransen:	Intellical PHC201 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
Vikt :	0,1 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC201 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.