



Be Right™



SENSION+ pH-kombinationselektrod med (allmän användning)

Produktnr: LZW5010T.97.002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Gelfylld pH-elektrod med keramiskt membran till låg kostnad. Automatisk temperaturkompensering. Polykarbonatkropp. Mätområde pH 0–14, 0–80 °C. 1 m kabel. För bänkmätare.

Den här pH-elektroden med lågt underhållsbehov lämpar sig för mätningar i vattenmedier i allmänhet. Ett förvaringsskydd förhindrar att den går sönder och motverkar för högt tryck på membranet.

Automatic temperature compensation

Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Specifikationer

Accuracy:	0,002 pH med pH31-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 130 mm
Elektrolyt:	Gel, ej påfyllbar
Givar koppling:	Keramisk plugg
Givartyp:	Laboratorium
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Längd:	130 mm
Material:	Givarkropp: polykarbonat
Mätområde:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Temperaturgivare:	Pt1000
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Lab