



Sension+ pH-gelelektrod med keramiskt membran (allmän användning)

Produktnr:

LZW5050T.97.002

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Gelfylld pH-elektrod med keramiskt membran till låg kostnad. Automatisk temperaturkompensering. Polykarbonatkropp. Mätområde pH 0–14, 0–80 °C. 1 m kabel. För bärbara mätare.

Den här pH-elektroden med lågt underhållsbehov lämpar sig för mätningar i vattenmedier i allmänhet. Ett förvaringsskydd förhindrar att den går sönder och motverkar för högt tryck på membranet.

Ergonomisk och robust

Integrerad temperaturgivare

Lågt underhåll

Specifikationer

Accuracy:	0,02 pH med pH1-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 85 mm
Elektrolyt:	Gel, ej påfyllbar
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	Keramisk plugg
Givartyp:	Bärbar
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Sension+ MP5
Längd:	85 mm
Material:	Givarkropp: polykarbonat
Mätområde:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Portabel