



DR5000 Hållare för flera celler

Produktnr: A23618

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Tillbehör för spektrofotometriska mätningar av vätskor. Hållaren är gjord för rektangulära 10, 20 eller 50 mm kyvetter eller 1-tums runda eller rektangulära kyvetter.

The DR 5000 Spectrophotometer comes equipped with an adapter that can accommodate the following cuvette types: ? 10 / 20 / 50 mm rectangular cells ? 1-in. round cell / AccuVac« ? 1-in. square cell

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	42 mm x 107 mm x 107 mm
Material:	ABS
Vikt :	0,094 kg
Volym/förpackningsstorlek:	1 st.