



Programvara för bryggerianalys

Produktnr:

LZV942

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Programvaran LZV942 omfattar 12 bryggerianalyser som bekvämt laddas upp till en DR6000 via USB. Analyserna baseras på publicerade och observerade bryggmetoder enligt MEBAK och omfattar procedurer och beräkningar för: anthocyanogener, järn, ångflyktiga fenoler, Bitter units (beska), fotometriskt jodvärde, tionbarbitursyrasiffra (TAN), fritt aminokväve, reduktioner, vicinala diketoner.

Metoder är klara att användas.

Metoderna kan laddas upp via USB.

Håll koll på flera tidsberoende mätningar.

En timerfunktion meddelar dig om nästa steg och börjar utvärdering av flera prover automatiskt.

Få det slutgiltiga resultatet omedelbart efter analysen.

Fotometern gör den komplexa resultatberäkningen åt dig.