



Rektangulär kyvett, OS, Provcell, 50 mm, rektangulär, glas, 1 st

Produktnr: LZP269

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Tillbehör till spektrofotometrar/spektralmätningar av vätskor i synligt spektrum.

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	45 mm x 12.5 mm x 52.5 mm
Material:	Glas
Optisk spaltlängd:	50 mm rektangulär
Volym/förpackningsstorlek:	1 st. 7 mL, halvmikro