



POCKET Kolorimetertestsats för analys av totalchlor

Produktnr:

5870024

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av totalchlor (DPD), 0,02-2,00 och 0,1-8,0 mg/L Cl₂. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Absorbans:	0 - 2.5 Abs
Antal tester :	125 - 250
Användargränssnittsspråk:	Ej tillgänglig
Användarprogram:	Anpassad programmering
Användningsläge :	Hach-flasktester för vattenanalys
Batterilivslängd:	2000 tests cirka
	* Användning av bakgrundsbelysning förkortar batteriets livslängd.
Datalogger:	10 uppmätta värden
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Garanti :	24 månader
Gränssnitt (option):	Ej tillgänglig
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kyvettkompatibilitet:	1 tum, rund/1 cm, fyrkantig (med adapter som tillval)
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Lamptyp:	Lysdiod (LED)

Mätområde:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	Kolorimeter/DPD
Metodnummer:	8167
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	max. 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	10 - 40 °C
Parameter:	Klor, totalt, SWIFTEST-dispenser
Pausläge:	4 alkaliska batterier, AAA-storlek
Plattform:	Swiftest
Spektrumbandbredd:	15 nm filterbandbredd
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, totalklor-0,02 till 2,00 mg/L och 0,1 till 8,0 mg/L, med SwifTest DPD-reagensdispenser (125-250 tester/flaska, beroende på testområde). USEPA-godkänd/accepterad för avloppsvatten. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsintervall:	varierar beroende på modell
Våglängdskalibrering:	Ej tillgänglig
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, totalklor-0,02 till 2,00 mg/L och 0,1 till 8,0 mg/L, med SwifTest DPD-reagensdispenser (125-250 tester/flaska, beroende på testområde). USEPA-godkänd/accepterad för avloppsvatten. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.