



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - DO-system

Produktnr:

5870003

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Dissolved Oxygen, HRDO method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Specifikationer

Antal tester :	25
Certifieringar:	CE
Detektor:	Silikondetektor
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Handboksspråk:	---
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Mätområde:	0.2 - 10.0 mg/L O ₂
Metodnamn:	Kolorimeter/ AccuVac®
Parameter:	Löst syre (DO)
Smallest increment:	0.1
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, löst syre-0,2 till 10,0 mg/L, med reagenssats (25 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, löst syre-0,2 till 10,0 mg/L, med reagenssats (25 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.