



POCKET Colorimeter II Kolorimetertestsats för järnanalys

Produktnr:

5870022

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av järn, FerroVer-metod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	100
Certifieringar:	CE
Detektor:	Silikondetektor
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	D
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Mätområde:	0.02 - 5.00 mg/L Fe
Metodnamn:	Kolorimeter/ FerroVer (totalt Fe)
Metodnummer:	8008
Parameter:	Järn, medelhögt område
Smallest increment:	0.01
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem för järn med hjälp av FerroVer®-järnreagens (1,10-fenantrolin). Testområde: 0,02 till 5,00 mg/L. Omfattar Pocket Colorimeter II för järn, reagenssats (100 tester), handbok och väska. USEPA-godkänd/accepterad för avloppsvatten (uppslutning krävs). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt

	användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd $\pm$ 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem för järn med hjälp av FerroVer®-järnreagens (1,10-fenantrolin). Testområde: 0,02 till 5,00 mg/L. Omfattar Pocket Colorimeter II för järn, reagenssats (100 tester), handbok och väska. USEPA-godkänd/accepterad för avloppsvatten (uppslutning krävs). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.