



POCKET Colorimeter II Colorimetriskt analyspaket för mangan (HR)

Produktnr:

5870015

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten och nätt, hög precision och enkel att använda

Portabel Colorimeter, programmerad för bestämning av Mangan, 0.20-20.0 mg/l Mn, Periodatoxidationsmetoden. Levereras i väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner.

Enkel: alla funktioner är tillgängliga med fyra knappar

Energi: batteridrift för max 2000 tester

Tydliga resultat: även under tuffa miljöförhållanden, tack vare upplyst display med stora siffror

Pålitliga resultat utan behov av nätström

Robust konstruktion men ändå lätt att bära med sig.

Specifikationer

Antal tester :	100
Certifieringar:	CE
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	D
Mätområde:	0.2 - 20.0 mg/L Mn
Metodnamn:	Cold periodate
Metodnummer:	8034
Parameter:	Manganese
Smallest increment:	0.1
Våglängd:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Vikt :	0,23 kg