



POCKET Colorimeter II Kolorimetertestsats för ozonanalys

Produktnr:

5870004

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av ozon, metoden indigo-trisulfat. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	25
Certifieringar:	CE
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Mätområde:	0.01 - 0.25 mg/L O ₃
Metodnamn:	Kolorimeter/ indigotrisulfonat
Metodnummer:	8311
Parameter:	Ozon
Smallest increment:	0.01
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, ozon-0,01 till 0,25 mg/L och 0,01 till 0,75, med reagenssats (50 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell

Vikt :

0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, ozon-0,01 till 0,25 mg/L och 0,01 till 0,75, med reagenssats (50 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.