



POCKET Colorimeter II Kolorimetertestsats för sulfatanalys

Produktnr:

5870029

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av sulfat, 2-70 mg/L SO₄, bariumsulfatmetod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	100
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Garanti :	24 månader
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	D
Mätområde:	2 - 70 mg/L
Metodnamn:	Kolorimeter/turbidimetrisk
Metodnummer:	8051
Parameter:	Sulfat
Smallest increment:	1
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, sulfat, 2 till 70 mg/L med reagenssats (100 tester), handbok och väska. USEPA-godkänd/accepterad för avloppsvatten. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd $\pm$ 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, sulfat, 2 till 70 mg/L med reagenssats (100 tester), handbok och väska. USEPA-godkänd/accepterad för avloppsvatten. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.