



Pocket Pro pH-testare

Produktnr: 9531000
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Inget behov av att gissa vid mätning.

Hach Pocket Pro och Pro+ är utvecklade för att leverera exakta resultat. Backas upp med inbyggd prestandadiagnostik så du behöver aldrig gissa när det är dags att rengöra eller kalibrera givaren. Du får också utbytbara batterier för bekväm användning i fältet, och en stor, lättavläst LCD-skärm.

Tillförlitliga resultat

Enkla kalibreringssteg och inbyggd diagnostik för pH-testare säkerställer kalibreringen av sensorn för att hålla den i bästa möjliga skick.

Spara tid och kostnader

AAA-batterier som är lätta att byta och en bekväm provkopp gör underhåll och mätningar enkelt.

Enkel att använda

Den stora LCD-skärmen är lätt att läsa och bakgrundsbelysning ingår på Pocket Pro⁺-modeller, vilket möjliggör mätning i nästan alla ljusförhållanden.

Specifikationer

Accuracy:	0,1 pH
Bakgrundsbelysning:	Nummer
Batterilivslängd:	200
Batterityp:	4, AAA
Garanti :	6 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Kalibrering:	3 punkter
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Parameter:	pH, temp.
Power Supply:	Batterier (se Batterikrav)
Provvolum:	7 mL
Range:	0,0 - 14,0 pH
Upplösning:	0,1 pH
Vad ingår i leveransen:	Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.

Vad finns i förpackningen

Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.