



Intellical PHC281 påfyllningsbar pH-elektrod för vattenkvalitet på lab, 3 m kabel

Produktnr: PHC28103
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Intellical PHC281 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC281 är en påfyllningsbar pH-prob för svåra prover. Den här pH-elektroden för lab är stötsäker med dess Zeonor-plastkropp som skyddar ända ned till givarelementets glaskula. Elektroden är tillgänglig med en kabel på 3 eller 1 meter. Den påfyllningsbara PHC281 pH-elektroden har en hög elektrolytflödes hastighet och en stor öppen koppling som är perfekt för svåra prover, t.ex. prover med låg jonstyrka (LIS), ultrarena prover, smutsiga prover och prover med höga halter av fasta ämnen. PHC281 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel. En 59 mL-flaska med 2,44 M KCl elektrod påfyllningslösning medföljer proben.

PHC281 pH Ultra-proben är utformad för bästa prestanda, även vid svåra prov

Den höga elektrolytflödes hastigheten och den stora öppna kopplingen ger snabba svarstider och stabila mätningar.

Den digitala Intellical pH-proben tillhandahåller ultimata spårbarhet i mät historiken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.

Den digitala Intellical pH-proben larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Den digitala Intellical pH-proben kan flyttas mellan mätarna utan att den behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 pH
Applikation:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Elektrodotyp:	Påfyllningsbar
Elektrolyt:	2965026
Garanti :	12 månader
Givartyp:	Standard
Junction:	Open Junction
Kabellängd:	3 m
Kit?:	Nej
Längd:	200 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Metodtyp:	Fält: Påfyllbart referenselement
Parameter:	pH
Produktsats:	Modell: PHC281

	Tillbehör ingår: Inga
Reference system:	Ag/AgCl (enkel koppling)
Sensor material:	Zeonor
Specialfunktioner:	Snabb svarstid
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 50 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: pH
	Minsta provdjup (mm): 15
Upplösning:	0,001/0,01/0,1
Vad ingår i leveransen:	Intellical PHC281 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 3 m kabel, 59 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (2,44 M KCl-lösning), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
Vikt :	0,15 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC281 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 3 m kabel, 59 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (2,44 M KCl-lösning), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.

Obligatoriska tillbehör

- Påfyllningslösning, referens, 2,44 M KCl, 59 mL (Item 2965026)