



Intellical ISENA38101 jonselektiv elektrod (ISE) för natriummätning (Na⁺) med kalibreringsreagenspaket

Produktnr: ISENA381AP

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Intellical ISE-analyspaketet för natrium innehåller allt du behöver för att börja mäta natrium (Na⁺) med ditt HQD-mätinstrument: Intellical ISENA381 ISE för natrium med 1 m kabel, natrium-ISAB pulverkuddar, 100 mg/L och 1 000 mg/L natriumstandardlösningar.

Ger snabb, stabil och korrekt respons

Påfyllningsbar konstruktion som är enkel att underhålla med en unik inbyggd temperaturgivare. Intellical digitala prober låser resultatet när mätningen är stabil vilket gör att användaren inte behöver gissa, något som kan hända i samband med rörliga värden.

Perfekt spårbarhet av kalibreringshistoriken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.

Användaren larmar när omkalibrering behöver utföras

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att mätinställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 mV eller 0,05 %, beroende på vilket som är störst
Elektrodtype:	Påfyllningsbar
Elektrolyt:	2965126
Garanti :	6 månader
Givartyp:	Glas
ISA-krav :	4451569
Junction:	Double Porous Pin Junction
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Ja
Längd:	220 mm
Mätområde:	0.023 mg/L (1 x 10 ⁻⁶ M) - 23 g/L (1 M) Na ⁺
Metodtyp:	Lab: Påfyllbart referenselement
Parameter:	Natrium
Produktsats:	Modell: ISENA381
	Tillbehör ingår: Paket med kalibreringsreagens
Provvolyt:	25 mL
Reference system:	Ag/AgCl

Sensor material:	Zeonor
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 50 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	Integrerad
Testkrav:	Parameter som behövs: Natrium
	Minsta provdjup (mm): 26
Upplösning:	Val mellan 2, 3, eller 4 signifikanta siffror
Vad ingår i leveransen:	Satsen innehåller Intellical ISENA381 kombinations-ISE för natriummätning, 1 m kabel (nr. ISENA38101), Hach natriumstandardlösningar, 500 mL-flaskor med 100 mg/L 1 L-flaska (nr. 2318153) och 1 000 mg/L (nr. 1474949), Hach jonstyrkejusterare för natrium (ISA), pulverkuddar, 100-pack (nr. 4451569) och grundläggande användarhandbok för ISE.
Vikt :	0,1 kg

Vad finns i förpackningen

Satsen innehåller Intellical ISENA381 kombinations-ISE för natriummätning, 1 m kabel (nr. ISENA38101), Hach natriumstandardlösningar, 500 mL-flaskor med 100 mg/L 1 L-flaska (nr. 2318153) och 1 000 mg/L (nr. 1474949), Hach jonstyrkejusterare för natrium (ISA), pulverkuddar, 100-pack (nr. 4451569) och grundläggande användarhandbok för ISE.

Obligatoriska tillbehör

- Påfyllningslösning, ISENa381, 0,02 M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)