



Sension+ ORP/Redox-elektrod, vätskefylld, påfyllbar

Produktnr: LZW5057.97.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

ORP/Redox-elektrod med flytande elektrolyt och platinatråd. Glaskropp. Mätområde $\pm 2\,000$ mV, 0-80 °C. För bänkmätare.

Specifikationer

Accuracy:	1 mV med pH3-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 130 mm
Elektrolyt:	LZW9500.99 KCl 3M
Garanti :	12 månader
Givar koppling:	Keramisk plugg
Givartyp:	Platina
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	BNC Connector
Längd:	130 mm
Material:	Givarkropp: glas
Mätområde:	± 2000 mV
Parameter:	ORP
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	-
Typ:	Lab