



Sension+ pH-kombinationselektrod med öppet membran (smutsiga prover)

Produktnr: LZW5051T.97.002
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

pH-elektrod med öppet, cirkelformat membran och fast elektrolyt. Automatisk temperaturkompensering. Glaskropp. Mätområde 2–14 pH, 0–80 °C. 1 m kabel. För bärbara mätare.

Elektroden lämpar sig för (mycket smutsigt) avloppsvatten, mjölk, juice och livsmedelstillämpningar. Ett arbetsskydd av polypropylen förhindrar att elektroden går sönder.

Ergonomisk och robust
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Integrerad temperaturgivare

Lågt underhåll

Specifikationer

Accuracy:	0,02 pH med pH1-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 85 mm (utan handtag)
Elektrolyt:	Ej påfyllbar, fast polymer
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	Öppen
Givartyp:	Glas
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Sension+ MP5
Längd:	85 mm (utan handtag)
Material:	Givarkropp: glas
Mätområde:	2 - 14 pH
Parameter:	pH
Specialfunktioner:	Med arbetsskydd. Fast gel för höga halter av fasta substanser.
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Portabel