



Be Right™



## Sension+ pH-kombinationselektrod (krävande prover)

**Produktnr:** LZW5052T.97.002  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Tillgänglig**

Gelfylld pH-elektrod med ringformat poröst PTFE-membran. Automatisk temperaturkompensering. Glaskropp. Mätområde 0-14 pH, 0-100 °C. 1 m kabel. För bärbara mätare.

Elektroden lämpar sig för krävande medier, t.ex. för prover med låg jonstyrka, krämer eller trögflytande prover. Mätningar vid höga temperaturer upp till 100 °C. Levereras med ett arbetsskydd för att undvika att elektroden går sönder.

### Ergonomisk och robust

Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

### Integrerad temperaturgivare

### Lågt underhåll

---

## Specifikationer

Accuracy:	0,02 pH med pH1-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 85 mm (utan handtag)
Elektrolyt:	Gel, ej påfyllbar
Givar koppling:	Porös ringformad PTFE
Givartyp:	Glas
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Sension+ MP5
Längd:	85 mm (utan handtag)
Material:	Givarkropp: glas
Mätområde:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Specialfunktioner:	Med arbetsskydd. För låg jonstyrka och/eller hög temperatur.
Temperaturområde :	0 - 100 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Portabel