



Sension+ ISE-elektrod, nitrat (NO₃⁻), fast kabel 1m, BNC

Produktnr: LZW9662.97.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Ion-selective indicator electrode for Nitrate measurements. Range 0.4-62,000 mg/L NO₃⁻, 5-40 °C. With 1m cable and BNC connector.

Specifikationer

Dimension (D x L):	12 mm x 120 mm
Elektrolyt:	-
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	-
Givartyp:	Laboratory Half-Cell ISE
ISA-krav :	2984799
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	BNC Connector
Längd:	120 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Mätområde:	0.1 mg/L (7x10 ⁻⁶ M) - 14,000 mg/L (1 M) NO ₃ ⁻ -N
Parameter:	Nitrate
Specialfunktioner:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Temperaturområde :	0 - 50 °C
Termistor:	-
Typ:	Lab ISE, referens behövs

Obligatoriska tillbehör

- Pulverkuddar med jonstyrkejusterare för nitrat – Intellical, 100/förp (Item 2984799)
- Sension+ elektrolytlösning, 0,1 M, för ISE-elektroder, 125 mL (Item LZW9901.99)