



ORP Pt electrode 5358, plastic, gel, fixed cable, 0-80 °C, 2 bar

Produktnr: LZU5358.97.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

ORP Pt electrode 5338, Low Cost, plastic body, gel electrolyte, fixed cable, pH 0...14, 0...80 °C, up to 2 bar.

Specifikationer

Elektrolyt:	Gel
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	Fix cable
Längd:	120 mm
Material:	Sensor: external PC/internal glass/Pt
Mätområde Redox:	± 2000 mV
Membran:	Ceramic
Reference system:	Ag/AgCl wire
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Tryckområde:	upp till 2 bar