



Redox electrode 5350, gel, PTFE diaphragm, 100 °C, 5bar

Produktnr:	LZU5350.97.0002
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Redox electrode 5350, gel, PTFE diaphragm, 100 °C, 5bar

Specifikationer

Elektrolyt:	Gel
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	S8
Längd:	120 mm
Material:	Sensor: glass/Pt
Mätområde Redox:	± 2000 mV
Membran:	PTFE ring
Reference system:	Encapsulated Ag/AgCl crystals
Temperaturområde :	0 - 100 °C
Tryckområde:	upp till 5 bar