



Redox electrode 5361, gel, ceramic diaphragm, 80 °C, 6 bar

Produktnr:	LZU5361.97.0002
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Redox platinum electrode 53 61, plastic body, gel electrolyte, ceramic diaphragm, 0...80 °C, up to 6 bar.

Specifikationer

Elektrolyt:	Gel
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	S8
Längd:	120 mm
Material:	Sensor: PC/Pt
Mätområde Redox:	± 2000 mV
Membran:	Ceramic
Reference system:	Ag/AgCl wire
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Tryckområde:	upp till 6 bar