



EVITA OXY 1100 Membrane 25µm for Dissolved Oxygen sensor, 5 pcs

Produktnr:

085G0024

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Recommended for measuring range 0.002-2mg/L DO.

Specifikationer

Avfall:	OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Mätområde:	0,002 - 2 mg/L
Responstid :	7 s
Tjocklek, membran:	25 µm
Volym/förpackningsstorlek:	pk/5