



2-värt järn, reagenspulverkuddar, 0,02-3,00 mg/L Fe (II)

Produktnr:

103769

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förslutna förpackningar för mätning av 2-värt järn (Fe^{2+}). 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Allt utom PC II
Mätområde:	0,02 - 3,00 mg/L Fe^{2+}
Metodnamn:	1,10 fenantrolin
Metodnummer:	8146
Parameter:	Järn, 2-värt
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 pk