



2-värt järnreagens, ACCUVAC, 0,02-3,00 mg/L Fe (II)

Produktnr: 2514025

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 103769

ACCUVAC-ampuller innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av järn i 2-värd form (Fe^{2+}) med hjälp av fenantrolinmetoden.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	Allt utom PC II
Mätområde:	0,02 - 3,00 mg/L Fe^{2+}
Metodnamn:	1,10 fenantrolin
Metodnummer:	8146
Parameter:	Järn
Plattform:	Accuvac
Volym/förpackningsstorlek:	25 /pk