



Molybdenreagenssats, 20 mL, LR Molybdenreagenssats, 0,02-3,00 mg/L Mo

Produktnr:

2449400

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av molybden, metod för ternärt komplex. För 20 mL-prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/820
Mätområde:	20 mL
Metodnamn:	Ternärt komplex
Metodnummer:	8169
Parameter:	Molybden, Molybdat