



Kuddar med reagenspulver, molybden 1, 50 mL, 100/förp.

Produktnr: 2352769
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Pulverreagens i förseglad förpackning för mätning av molybden, 0,02 - 3,00 mg/L Mo.

För mätning av molybden i lågt område med ternärkomplexmetoden (Hach-metod 8169). Område: 0,02 - 3,00 mg/L Mo, provstorlek: 50 mL

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Ternärt komplex
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.