



Två kuddar med kromreagenspulver, 100/förp.

Produktnr:

204499

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av krom, 0,01 - 0,70 mg/L Cr.

För mätning av totalt krom med metoden med alkalisk hypobromitoxidation

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Alkalisk hypobromitoxidation
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.