



Nickelreagenssats, heptoximmetoden Nickelreagenssats, 0,02-1,80 mg/L Ni

Produktnr:

2243500

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av nickel, metod: kloroformextraktion med heptoximindikator.

Specifikationer

Antal tester :	50
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/800, PC II
Mätområde:	0,02 - 1,80 mg/L Ni
Metodnamn:	Heptoxim
Metodnummer:	8037
Parameter:	Nickel