



Aluminiumreagenssats, 0,002-0,250 mg/L Al

Produktnr:

2603700

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av aluminium, eriokromcyanin R-metoden (ECR). För 10 mL-prover. 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR6000, DR3900, DR1900
Mätområde:	0,002 - 0,250 mg/L Al
Metodnamn:	Eriokromcyanin R
Metodnummer:	8326
Parameter:	Aluminum