



Reagenspåsar med ECR

Produktnr: 2603849
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Reagens i förseglad förpackning för bestämning av aluminium med erikromcyanin R-metoden.

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Eriochrome Cyanine R
Metodnummer:	8326
Parameter:	Aluminum
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	pk

Obligatoriska tillbehör

- Reagenslösning för maskering av ECR (25 ml SCDB) (Item 2380123)
- Hexametylentetraminbuffert (Item 2603999)