



Hexametylentetraminbuffert

Produktnr:

2603999

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Reagenser i förseglade förpackningar för bestämning av aluminium med ECR-metoden.

Specifikationer

Antal tester :	100
Mätområde:	0,002 - 0,250 Al
Metodnamn:	Eriochrome Cyanine R
Metodnummer:	8326
Parameter:	Aluminum
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 pk