



Reagens 3 för kalium

Produktnr:

1432399

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av kalium, 0,1-7,0 mg/l K.

For potassium determination in water, soil and plant tissues by the tetraphenylborate method. Hach Method 8049 Sample size: 25 mL. Pack of 100 powder pillows.

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Tetraphenylborate
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk