



Svavelsyrapatron till Digital Titrator, 0,1600 N

Produktnr:

1438801

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Färdig titreringslösning för bestämning av alkalinitet och totalalkalinitet, 10-160 mg/l CaCO₃.

Specifikationer

Antal tester :	40 - 100
EPA compliant:	Ja
Mätområde:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Metodnamn:	Phenolphthalein
Metodnummer:	8203
Parameter:	Alkalinity, Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.1600 N H ₂ SO ₄