



Reagenspåsar med porfyrin 1

Produktnr: 2603549
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av koppar med porfyrinmetoden, 2-210 µg/l Cu.

Specifikationer

Antal tester :	50 - 100
Metodnamn:	Porfyrin
Metodnummer:	8143
Parameter:	Copper
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk

Obligatoriska tillbehör

- Reagens för maskering av koppar (Item 2603449)
- Reagenspåsar med porfyrin 2 (Item 2603649)