



Reagenspåsar med porfyrin 2

Produktnr:

2603649

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av koppar med porfyrinmetoden, 2-210 µg/l Cu.

For Copper determination by the Porphyrin method. Hach Method 8143 Range: 2 - 210 µg/L Cu. Sample Size: 10 mL Pack of 100 Powder Pillows.

Specifikationer

Antal tester :	50 - 100
Metodnamn:	Porfyrin
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk