



Klordioxidreagenssats, 0,02 - 0,50 mg/L ClO_2 , 100 st

Produktnr: HPT240
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Amarantmetod

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	sats med flytande reagens för klordioxid
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 0,50 mg/L ClO_2
Metodnamn:	Amarantmetod
Parameter:	Klordinoxid
Specialkommentarer:	kalibrerad för DR 820/50/90, 2000/10, 4000, 2500 och POCKET Colorimeter, klor