



Klor, totalt, reagenspulverkuddar, 1000/förp., 5 mL

Produktnr:

1407628

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av totalklor upp till 3,5 mg/l Cl₂. För 5 ml prov.

Specifikationer

Antal tester :	1000
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	5 mL
Metodnamn:	DPD
Plattform:	Powder Pillows