



Swiftest DPD, dispenser och reagensflaska för fritt klorreagens

Produktnr:

2802300

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



För mätning av fritt klor med DPD-metoden, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Specifikationer

Antal tester :	Approximately 250
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8021
Parameter:	Klor, fritt
Plattform:	Swiftest