



Swiftest DPD, dispenser och reagensflaska för totalklorreagens

Produktnr:

2802400

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av totalklor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂ och 0,02-4,50 mg/L Cl₂.

Specifikationer

Antal tester :	Approximately 250
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8167
Parameter:	Klor, totalt
Plattform:	Swiftest

Obligatoriska tillbehör

- DPD, totalklor, Swiftest-dispenserreagens (påfyllning) (Item 2105660)