



Totalklorreagens, ACCUVAC, DPD

Produktnr:

2503025

Farligt

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss



Ampullerna innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av totalklor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂, brom, 0,05-4,50 mg/L Br₂ och jod, 0,07-7,00 mg/L I₂.

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla
Mätområde:	0,07 - 7,00 mg/L I ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8031 Jod
Parameter:	Klor, totalt
	Brom
	Jod
Plattform:	Accuvac
Volym/förpackningsstorlek:	25 /pk