



Alkalisk lösning för colorimetrisk hårdhet (100 mL)

Produktnr:

2241732

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För colorimetrisk bestämning av kalcium och magnesium, 0,05-4,00 mg/l Ca som CaCO₃, 0,05-4,00 mg/l Mg som CaCO₃.

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Calmagite Colorimetric
Metodnummer:	8030
Parameter:	Hardness, Ca and Mg
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 ml