



Reagenspaket för kisel, 1-100 mg/l SiO₂

Produktnr:

2244300

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av kisel med kisel-molybdatmetoden. För 25 ml prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/3000, DR/2000, DR/800
Mätområde:	25 mL
Metodnamn:	Silicomolybdate
Metodnummer:	8185
Parameter:	Silica
Plattform:	Powder Pillows
Specialfunktioner:	HR, 25 mL