



Reagenssats för kiseldioxid, 3-1000 µg/L SiO₂

Produktnr:

2581400

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



For ultralow range Silica determination by the Heteropoly Blue method.

Specifikationer

Antal tester :	40
Instrument:	All except DR/3000, DR/800, PC II
Mätområde:	25 mL
Metodnamn:	Heteropoly Blue
Metodnummer:	8282
Parameter:	Silica
Plattform:	Lösning
Specialfunktioner:	UL, 40 tests