



HydraVer 2 Hydrazinreagenslösning, 4-600 µg/L N₂H₄

Produktnr:

179032

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av hydrazin, p-dimetylamino-benzaldehydmetoden. För 10 mL-prov. 100 mL-flaska.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	HydraVer 2, hydrazinreagens
Instrument:	Alla utom DR/850, DR/820, PC II
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Metodnamn:	p-dimetylamino-benzaldehyd
Metodnummer:	8141
Parameter:	Hydrazin
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL