



## COD-standardlösning, 1 000 mg/L O<sub>2</sub> (NIST), 200 mL

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b> | <b>2253929</b> |
| SEK Pris:         | Kontakta oss   |
| Tillgänglig       |                |

Standard för en parameter för analytisk kvalitetssäkring.

---

### Specifikationer

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Beskrivning:               | COD-standardlösning (NIST), 200 mL |
| Koncentration:             | 1000 mg/L O <sub>2</sub>           |
| Parameter:                 | COD                                |
| Plattform:                 | Lösning                            |
| Volym/förpackningsstorlek: | 200 mL 200 ml                      |