



Totalt trihalometan Plus, reagenssats (THM)

Produktnr:

2790800

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Screeningsverktyg för optimering av behandlingsprocesser, för att hitta områden med höga THM-nivåer i distributionssystem och mäta trihalometannivåer i dricksvattenprover.

För mätning av totalt trihalometan med THM Plus[®], ϕ -metoden. Hach-metod 10132. Område: 10-600 $\frac{1}{4}$ g/L CHCl_3 . Reagenssatsen innehåller: THM Plus[®], ϕ , reagens 1-, 2-, 3-lösningar och THM Plus 4-pulverkuddar för 50-99 tester. Används som screeningsverktyg för optimering av behandlingsprocesser, för att hitta områden med höga THM-nivåer i distributionssystem och mäta trihalometannivåer i dricksvattenprover.

Screening av dricksvatten för identifiering av reglerade desinfektionsbiprodukter (DBP).

THMplus identifierar trihalometaner och haloättiksyror. Den sammanlagda koncentrationen rapporteras som ppb kloroform.

Snabba resultat

Screena snabbt flera prover för direkta systemjusteringar.

Kostnadseffektivt

Billigare än att skicka prover till externa laboratorier

Känsligt

Detektionsgräns på 10 ppb

Specifikationer

Antal tester :	50 - 99
Instrument:	DR 6000, DR/4000, DR 3900, DR 2800, DR 2700, DR/2400
Mätområde:	10 - 600 $\mu\text{g/L}$ CHCl_3
Metodnamn:	THM Plus
Metodnummer:	10132
Parameter:	Trihalometaner
Uppslutning krävs:	Ja